

## ANALYSEUR BROME & pH PISCINES ET SPAS

Réf : 198838

MESURE RAPIDE DU pH ET DU TAUX DE BROME – INDICATEUR COLORIMETRIQUE  
1 CUVE DE MESURE A 2 COMPARTIMENTS SEPARÉS : Brome/Oxygène et pH  
20 COMPRIMÉS AU DPD N°4 POUR LA MESURE DU BROME.  
20 COMPRIMÉS AU ROUGE DE PHENOL POUR LA MESURE DU pH  
POUR TOUS TYPES DE PISCINES ET DE SPAS

- Permet l'analyse du brome et du pH de façon à maintenir un confort de baignade optimum.
- Une bonne teneur en brome assure une bonne désinfection de l'eau.
- Un bon pH évite entre autres une eau irritante pour les yeux et la peau.

### Propriétés et caractéristiques

- Pastilles DPD N°4 :
  - Aspect du produit : pastille blanche, inodore.
  - Solubilité : se solubilise rapidement dans l'eau.
- Pastilles ROUGE DE PHENOL :
  - Aspect du produit : pastille orange, inodore.
  - Solubilité : se solubilise rapidement dans l'eau.

### Mode d'emploi

- Rincer la cuve de mesure avec l'eau à analyser. Remplir les deux compartiments avec l'eau de la piscine ou du spa, prélevée à 20 cm sous la ligne de flottaison.
- Introduire le comprimé DPD n°4 dans le compartiment de droite (Brome/Oxygène actif).
- Introduire le comprimé ROUGE DE PHENOL dans le compartiment de gauche (pH).
- Après avoir refermé la cuve de mesure avec le couvercle, agiter fortement jusqu'à dissolution des comprimés.
- Comparer à la lumière du jour, les colorations apparues avec celles de la gamme colorimétrique correspondante.
- La teneur idéale en BROME est comprise entre 2 et 4 mg/L pour les piscines et 4 et 6 mg/L pour les spas.
- Le pH idéal est compris entre 7,2 et 7,8.
- Effectuer ce contrôle 1 à 2 fois par semaine.

#### **Le brome :**

- Si le taux de brome est inférieur à 2 mg/L pour les piscines ou 4 mg/L pour les spas, ajouter du régénérateur de brome et des pastilles de brome.
- Si le taux de brome est supérieur à 4 mg/L pour les piscines ou 6 mg/L pour les spas, ne pas ajouter de désinfectant.

#### **Le pH :**

- Si le pH est inférieur à 7,2 : rajouter du pH plus.
- Si le pH est supérieur à 7,8 : rajouter du pH moins.

### Composition

- 20 pastilles au DPD n°4 (Diethyl-p-phenylenediamine sulfate)
- 20 pastilles au rouge de phénol
- 1 cuve de mesure à 2 compartiments séparés : Brome/Oxygène et pH

### Consignes de sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

Distribué par AB7 Industries  
Chemin des Monges, BP 9, 31450 DEYME  
Tél : 05 62 71 78 88 - [www.ab7-industries.fr](http://www.ab7-industries.fr)